

DOCTORAIR

3D FOOT MASSAGER |S|

3D腿部按摩器 |S|



DOCTOR AIR 客服諮詢窗口

0800-255-123 #16658

週一至週五(例假日除外) 9:00-12:00 / 13:00-18:30

FB臉書粉絲團及經銷店舖等資訊

DOCTOR AIR

搜尋



詳細產品資料及優惠活動請上官網及臉書粉絲專頁查詢

銷售經銷商



⚠ 使用注意事項

使用前請務必閱讀產品附屬的使用說明書。本產品為家用電動按摩器。請不要用來進行商業行為、用於其他使用目的、或與其他治療器一起使用。若感受到身體有異常狀況，或者是發現故障現象時，請立刻停止使用。

◎以下對象請絕對不要使用。

嬰幼兒或兒童、患有心臟病患者、患有急性病患者、患有發熱性病患者、血壓異常者、患有血栓症者、患有重度靜脈瘤者、患有急性靜脈瘤者、酗酒者、曾有因為化學纖維而起疹之經驗者、健康狀況不佳者、疲勞狀況嚴重者、經醫師診斷禁止按摩者、無法表達自身意志者等。

◎以下對象請先諮詢醫師後再使用。

使用心律調整器等容易遭受電磁妨礙影響的體內植入型醫療用電子儀器者、患有急性腫瘤者、患有心臟障礙者、懷孕中或剛生產不久者、由於糖尿病等疾病而造成重度末梢循環障礙並引致知覺障礙者、皮膚受傷者、必須靜養者、體溫在38°C以上(發燒中)者、骨質疏鬆者、患有脊椎骨折/扭傷/肌肉拉傷等急性病患者、脊椎異常者、脊椎側彎者、正在接受醫師治療者、正在服藥者、使用後無效果者、於以下部位使用者【整容手術過後不久之部位、發癢或發紅或因為物理性刺激等因素而有病變之部位、關節部位、脊椎部位、骨折部位、發生感覺或知覺障礙的部位】、經診斷判定喪失溫度感覺者等。

■照片與圖片均為參考印象圖。■為提升產品的性能、功能，產品規格與其設計可能會在未預先告知的狀況下有所變更。

製造商：Dream Factory 〒556-0005 大阪府大阪市浪速區日本橋5-13-3 川北大樓2樓

代理商：群光電子股份有限公司 新北市三重區光復路二段69號

MF003-170322

不論是小腿肚 或者腳底 都能簡單放鬆

包覆小腿肚與腳底，
以氣囊與滾輪予以全面性地
徹底揉按、放鬆。

前開式設計方便腿部出入。
可以迅速療癒腿部疲勞。



整體可清洗外罩， 隨時清潔溜溜

放腳的部份可以透過拆除固定具的方式
卸除。隨時都可以在自己家裡簡單地予
以清洗，即使沾附汗水也能常保清潔。

商品名稱.....3D腿部按摩器 | S |
型號.....MF-003
一般名稱.....家用電力按摩器
銷售價格.....NT\$12,990 (含稅)
尺寸.....W425xH490xD415mm
電源.....AC110~
額定消耗電力.....45W
空氣壓力.....50kPa (±10%)
重量.....13kg (僅本體)
計時功能.....20分鐘 (±10%)
原料.....ABS、聚胺酯、聚酯
製造國.....中國



寬度42.5cm x 深度41.5cm，
節省空間！

配色：棕色
(MF-003BR)

利用腳邊的按鈕 就能簡單操作

不需要任何複雜的遙控器操作！系統設
有整體按摩、小腿肚按摩、腳底按摩等
三種自動程序，只要按下按鈕就會立刻
開始按摩。



- 自動① 自動①按鈕.....利用腳底的滾輪與氣囊，按摩腳底與整個小腿肚。
- 自動② 自動②按鈕.....利用腳底的滾輪與腳踝部位的氣囊，按摩腳踝以下的部位。
- 自動③ 自動③按鈕.....利用氣囊按摩整個小腿肚，在自動程序③之中，滾輪不會運作。
- DOCTOR A 點
- 氣囊 氣囊按鈕.....可以調節氣囊的強度。弱(氣囊開啟)⇒中⇒強⇒氣囊關閉
- 滾輪 滾輪按鈕.....只有腳底的滾輪會運作，滾輪正在運作時按下按鈕，則滾輪會停止運作。
- 緊急停止 緊急停止按鈕.....按下緊急停止按鈕後，就會洩放空氣，所有的運作都會停止，待命模式則會解除。

※任意單鍵啟動功能：按下緊急停止按鈕以外的任何一個按鈕，都會啟動電源，進入待命模式。



立起支架， 更進一步放鬆

立起前方支架後，機器本體就會傾斜，
讓您可以伸展雙腳，在悠閒自在地放鬆
的同時，享受按摩的樂趣。

通過日本醫療器材認證

<效能、效果>
代替人手按摩、消除疲勞、促進血液循
環、消除肌肉僵硬感、緩解神經痛與肌
肉痛。